



TRIODERM®

## Trioderm® CARE Nosní sprej, 50 ml

### Trioderm® CARE Nosní sprej

Nesterilní zdravotnický prostředek určený ke zmírnění příznaků rýmy. Zvlhčuje, ochraňuje a čistí sliznici dutiny nosní.

Prostředek nosní hygieny s mořskou solí a hyaluronanem sodným pro celou populaci, pro děti od 4 let věku a pro diabetiky.

Kombinuje 3 druhy účinků:

1. snižuje otok nosní sliznice
2. čistí, hydratuje nosní sliznici a urychluje její obnovu
3. zlepšuje funkci sliznice nosu

### Všeobecný popis

Trioderm® CARE Nosní sprej je určený pro hygienu nosní sliznice a pro zmírnění příznaků (otok nosní sliznice, výtok z nosu, kýchání, ucpaní nosu, ztížené dýchání nosem, suchá nosní sliznice) při akutním zánětu nosu a nosohltanu virového původu (Acute rhinitis a rhinopharyngitis), u lehké formy akutního zánětu nosu a vedlejších nosních dutin (Rhinosinusitis acuta) nebo při alergické rýmě (Allergic rhinitis). Pomocný prostředek při léčbě chronické formy zánětu nosu (Rhinosinusitis chronica). Pravidelné výplachy Trioderm® CARE Nosním sprejem chrání nosní sliznici a pomáhají obnovit mukociliární funkci nosní sliznice při pobytu v klimatizovaných prostorách, v suchém nebo prašném prostředí a oddalují potřebu léčby zánětu nosu antihistaminiky a kortikosteroidními přípravky.

Sprej obsahuje hypertonický roztok mořské soli. Na principu osmózy odčerpává z nosní sliznice přebytečnou vodu způsobující otok. Hyaluronan sodný hydratuje a zlepšuje elasticitu nosní sliznice. Pomocné látky extrakt z aloe, vitamin E a urea hydratují nosní sliznici a pomáhají k regeneraci nosní sliznice. Přídavek mátové silice dodává vůni. Při výplachu sprejem se odplaví prach, nečistoty a pyly, sliznice se hydratuje a zlepší se její funkce a obrana proti infekci. Komplexní účinek obsažených složek přináší úlevu, zklidní a zmírní postižení nosní sliznice.

### Určený účel

Zmírnění příznaků doprovázejících zánětu dutiny nosní, vedlejších nosních dutin a nosohltanu (otok nosní sliznice, výtok z nosu, kýchání, ucpaní nosu, ztížené dýchání nosem, suchá nosní sliznice), ochrana, regenerace, zvlhčení nosní sliznice a zlepšení mukociliární funkce nosní sliznice při pobytu v klimatizovaném, suchém nebo prašném prostředí.

### Indikace

Hygienu nosní sliznice při akutním zánětu nosu a nosohltanu virového původu (Acute rhinitis a rhinopharyngitis), u lehké formy akutního zánětu nosu a vedlejších nosních dutin (Rhinosinusitis acuta) nebo při alergické rýmě (Allergic rhinitis). Pomocný prostředek při léčbě chronické formy zánětu nosu (Rhinosinu-

itis chronica). Pravidelné výplachy Trioderm® CARE Nosním sprejem chrání nosní sliznici a pomáhají obnovit mukociliární funkci nosní sliznice při pobytu v klimatizovaných prostorách, v suchém nebo prašném prostředí a pomáhají oddálit potřebu léčby zánětu nosu antihistaminiky a kortikosteroidními přípravky.

### Kontraindikace

Nepoužívejte v případě alergické reakce na kteroukoli z obsažených složek přípravku. Nepoužívejte po prodělané operaci nebo úrazu nosu, vyčkejte do úplného zhojení rány, poraďte se s lékařem. Nepoužívejte u kojenců a dětí do 4 let. Použití spreje u těhotných žen a v době kojení konzultujte s lékařem.

### Zamýšlené místo aplikace

Nosní dutina

### Návod k použití/Dávkování

1. Před aplikací nosního spreje mírně předkloňte hlavu.
2. Ústí rozprašovače vložte na začátek nosní dutiny a natočte jej směrem k vnější straně nosu, aby rozprašovač nemohl poranit cévy na nosní přepážce.
3. Stiskněte rozprašovač a mírně, nikoliv prudce, se nosem nadechněte. Aplikovaný roztok se touto cestou vmísí do přirozeně proudícího vzduchu a zanese se do nosních záhybů.
4. Vydechněte ústy. Vyjměte trysku z nosní dírky a znovu vydechněte ústy.
5. Postup opakujte do druhé nosní dírky.
6. Množství aplikované dávky se liší podle účelu použití spreje.
  - a. Pokud potřebujete nosní sliznici zvlhčit, dávkujte množství, které vyvolá pocit provlhčení.
  - b. Při aplikaci spreje pro odstranění nečistot z dutiny nosu se po každé dávce vysmrkejte a dávku opakujte do vymizení nečistot.
  - c. Při nachlazení nebo otoku dutiny nosní způsobené alergií aplikujte u dospělých nosní sprej 2–6× denně po dobu 1–2 vteřin.
  - d. U dětí od 4 do 12 let se doporučuje ošetření provádět 2–3× denně.
7. Nadbytek roztoku nechte volně odtéct po sliznici nosu, potom jej vysmrkejte.
8. Rozprašovač spreje po použití omyjte vodou a mýdlem, osušte. Z hygienických důvodů se doporučuje použít sprej pro jednoho člověka.

### Doba trvání

Pokud příznaky rýmy nevyjmizí po uplynutí 2 týdnů, vyhledejte lékaře.



TRIODERM®

## Trioderm® CARE Nosní sprej, 50 ml

---

### Varování

U přecitlivělých osob může způsobit alergickou reakci. Může způsobit podráždění nosní sliznice. Chraňte oči před zásahem spreje. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda související s tímto výrobkem by měla být hlášena výrobcí a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Obal likvidujte v rámci organizovaného sběru.

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepochichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

### Doba použitelnosti

Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně obalu.

### Složení

Aqua, Sodium Chloride (Sea Salt), Polysorbate 80, Hydroxyethyl Urea, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Aloe Ferox Leaf Extract, Disodium Hydrogen Phosphate, Phenoxyethanol, Mentha Arvensis Leaf Oil, Citric Acid, Propylene Glycol

Datum revize textu: únor 2021



AVEFLOR, a.s., Budčevs 26, 507 32 Kopidlno,  
Česká republika, [www.akutol.cz](http://www.akutol.cz)



3

